

драмов RA										
номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
1	24951480	Пептон ферментативный		Ферментативный пептон для бактериологических целей (в соответствии ГОСТ 13805-76). Светло-желтый или желтовато-коричневый гомогенный порошок. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом 1-5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытания функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	кг			50.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
2	33691163	TT agar		Диагностическая селективная питательная среда, предназначенная для обнаружения / дезинтеграции шигелл и сальмонелл в образцах биологического материала. Это мелкозернистый, светло-желтоватый светочувствительный порошок. Ингредиенты: текстура пептического животного, экстракт мяса, лактоза, желчь, цитрат натрия, тиосульфат натрия, цитрат железа, бриллиантовый зеленый, нейтральный красный, агаровый агар. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	кг			5.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
3	33691875	Ксилоза-лизин-дезоксилат агар- XLD agar		Это диагностически-селективная питательная среда (из клинического материала и пищевых продуктов) для выделения шигелл и сальмонелл, предложенная ISO 6579. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0,5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	кг			60.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
4	33691163	Эндо агар		Питательная среда для выделения и дифференциации грампотрицательных бактерий. Порошкообразная, однородная, светло-розового цвета. Ингредиенты в 1000 мл готовой среды. Живая пептическая ткань -10 г Лактоза - 10 г Гидрофосфат калия 2,5 г (или 3,5 г) Сульфит натрия - 3,3 г (2,5 г) Базовая фуксия 0,3 г (0,5) Агар-агар или агар 12,5 г (15 г) Приготовление: 38,6 г - или 41,5 г на 1000,0 мл дистиллированной воды. Вышеуказанные количества фуксии и агара, которые характеризуют характеристики данной среды, имеют особое значение. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0,5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	кг			40.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
5	33121270	Селенитовый бульон или среда Лейфсона с селективной дабавкой		Обогащительная среда для выделения сальмонелл из образцов пищи, воды и биологических материалов. Однородный порошок, светло-желтого цвета. На каждые 1000 мл среды требуется 4 грамма раствора селена натрия (согласно требованиям ГОСТ 31659-2012 / ISO 6579:2002), который прикрепляется к каждой упаковке среды соответствующего веса. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	кг			40.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
6	33691889	Среда Раппапорта-Василиадиса модифицированная		Среда предназначена для обогащения и селективного выделения сальмонелл из пищи и других объектов внешней среды, модифицированный. Среда представляет собой гомогенный голубовато-зеленый порошок, обязательно содержащий казеиновый гидролизат. Максимальный расход на 1000 мл среды составляет 30,0 г (ГОСТ 31659-2012). Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	кг			70.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
7	33691163	Висмут-сульфит агар (Wilson Blair)		Среда предназначена для селективного выделения и предварительной идентификации Salmonella typhi и других сальмонелл из патологического материала, сточных вод, пищевых продуктов, воды и другого исследуемого материала. 52,33 г порошка (1000,0 мл дистиллированной воды) содержит пептический перевар живой ткани - 10,0 г, мясной экстракт - 5,0 г, глюкоза - 5,0 г, гидрофосфат натрия - 4,0 г, сульфат железа - 0,3 г, висмут-сульфит (индикатор) - 8,0, бриллиантовый зеленый - 0,025, агар-агар - 20,00 (Conda, HiMedia, Sigma-Aldrich или эквивалентно). Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	кг			3.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
8	33691163	Гектоеновый агар		Умеренно селективная - дифференциальная среда для обнаружения кишечных патогенных бактерий в пищевых продуктах, санитарных помещениях и клинических образцах в соответствии с ISO 21567. Это однородная порошкообразная масса. Состав: Пептон - 12 г Соли желчных кислот - 9 г Дрожжевой экстракт - 3 г Лактоза - 12 г Салицин - 2 г Сахароза - 12 г Натрия хлорид - 5 г Тиосульфат натрия - 5 г Цитрат аммония железа - 1,5 г Агар - 15 г Фуксин кислый - 0,1 г Бромтимоловый синий - 0,065 г, pH 7,5 ± 0,2 при 25°C. Применение: 76 г порошковой среды на 1 л дистиллированной воды, автоклавирования не требует. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.5кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	кг			2.50	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
9	33691163	Мясно-пептонный агар или питательный агар с 1% пептона		Порошковая питательная среда для общих показаний. Ингредиенты: 1000 мл в готовой среде. Пептические ткани животных - 10 г Экстракт мяса - 5 г Натрия хлорид 5 г Агар - агар 15 г Расход: 35 г среды на 1000 мл дистиллированной воды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	кг			20.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
10	33691163	Маннит-солевой агар		Элективно-селективная среда для выделения стафилококков из клинического и не клинического материала. Ингредиенты на 1000 мл готового агара: Казеин гидролизат - 10 г, Мясной экстракт - 1 г, Д-маннит - 10 г, Хлорид натрия - 75 г, Фенол красный - 0,025 г, Агар - 15 г, Расход на 1000 мл среды - 111-111.02 г порошка (Liofilchem, HiMedia, Thermo Fisher Scientific, Becton Dickinson GmbH и другие). Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка с воздуонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	кг			70.00	г.Ереван, Д.Маяна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
11	33691163	Сабуно CAF агар		Гомогенный светло-желтоватый порошок, предназначенный для селективного выращивания дрожжей и плесени. Ингредиенты: 1000 мл готовой среды: Казеин гидролизат 5 г, Пептический экстракт живой ткани 5 г, Глюкоза 40 г, Хлорамфеникол 0,05 г, Агар-агар 15 г, Расход: 65,05 г порошкообразной среды в 1000 мл дистиллированной воды (Liofilchem, Biolife Italiana, Himedia или эквив.). Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка с воздуонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	кг			5.00	г.Ереван, Д.Маяна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
12	33691166	Среда Блаурук		Среда предназначена для выращивания и сохранения многих видов бифидобактерий. Состав: казеиновый панкреатический гидролизат, дрожжевой экстракт, глюкоза, лактоза, цистеин, хлорид натрия, серная кислота магний, аскорбиновая кислота, уксусная кислота натрия, агар. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 3 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом 0.25 - 0.5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и / или IVD)	кг			0.50	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
13	33121270	Мясо-пептонный бульон		Порошкообразная питательная среда общего назначения для не прихотливых бактерий. Ингредиенты 1000 мл готовой среды: Пептон-10 г, Мясной экстракт 10 г, Хлорид натрия 5 г, Расход: 25 г в 1000 мл дистиллированной воды (Sisco Research Laboratories, HiMedia, Merck или эквивал.). Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	кг			1.50	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
14	33691880	Тиогликолевая среда		Гомогенный желтоватый порошок, предназначенный для проверки качества стерилизации медицинских изделий и биологического материала, а также для выращивания аэробных и анаэробных бактерий. Содержание Агара в 1000 мл готовой среде 0,75 г, а ресазурин - 0,001 г. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	кг			2.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
15	33691888	Мак-Конке бульон с бромкрезолопурпуром		Рекомендуется в качестве дифференцирующей среды для селективного выделения энтеробактерий. Светло-желтоватый однородный порошок, в 1000 мл приготовленной среде содержание бромкрезолопурпура 0,01 г в дистилляционной воде. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка с воздушнонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	кг			2.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
16	33691166	Среда для определения подвижности бактерий		Предназначена для изучения подвижности и газогенерирующих свойств энтеробактерий. Желтый однородный порошок. Ингредиенты 1000 мл готовой среды: Панкреат. гидролизат казеина (желатина) 10 г, Мясной экстракт - 3 г, Хлорид натрия - 5 г, Агар - 3.5 - 4 г. Расход 21.5 - 22.05 г порошкообразной среды в 1000 мл дистиллированной воды (TM media, Himedia, Thermo Fisher Scientific или эквив.). Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка с воздушнонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и / или IVD)	кг			0.50	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
17	33691166	Трехсахарная среда		Агар предназначен для идентификации биохимических свойств (деградация сахарозы, глюкозы, лактозы и сероводорода) грамотрицательных энтеробактерий, не содержит мочевины. Содержание агара в 1 л готовой среды не меньше 12,0 грамм (Thermo Fisher Scientific, HiMedia, Oxoid или эквивалент). Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка с воздуонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0,5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	кг			30.00	г.Ереван, Д.Малаяна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
18	33121270	3,5% - ный раствор теллурита калия		3,5% - ный раствор теллурита калия во флаконах по 10 мл каждый. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, упаковка с воздуонепроницаемыми герметичными флаконами, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон			10.00	г.Ереван, Д.Малаяна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
19	33691420	PEMBA среда для выращивания B. cereus с добавкой для агара Bacillus cereus		Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.2, которые предусмотрены для выращивания B. cereus. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.2. Приложение 1.2 является неотъемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществляться в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть представлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.2	набор			1.00	г.Ереван, Д.Малаяна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
20	33691163	Основа желточного агара с полимиксином (MYP)		Предназначена для выделения и дифференциации бактерий Bacillus cereus и патогенных стафилококков в пище. Расход на 1000 мл составляет 46,03 грамма. Состав: пептической экстракт живой ткани 10 г, мясной экстракт 1 г, D-маннит 10 г, хлорид натрия 10 г, фенол красный 0,025 г, агар 15 г (по ГОСТ 10444.8-88 / 2013). Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	кг			0.50	г. Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
21	33691163	Основа желчно-эскулинового агара с азидом натрия		Предназначена для энтерококков, как дифференциальная среда. Однородный желтоватый порошок. Ингредиенты г / л: казеиновый гидролизат, перевар живой ткани, дрожжевой экстракт, Oxgall, хлорид натрия, эскулин, цитрат аммония железа, азид натрия, агар. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	кг			0.50	г. Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
22	33691163	Сланец-Бартли агаровая основа		Предназначена для расчета и дифференциации энтерококков методом мембранной фильтрации. Ингредиенты: триптоза - 20,0, дрожжевой экстракт - 5,0, глюкоза - 2,0, гидрофосфат калия - 4,0, азид натрия 0,4, TTX-0,1, агар 10-15 г (согласно ISO 7899-2: 2000). Расход: 41,4 - 46,5 г на 1000 мл дистиллированной воды (Thermo Scientific, HiMedia, Merck, Sigma-Aldrich или эквив.). Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	кг			1.00	г. Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
23	33691166	Агар Хойли для обнаружения коринебактерий		Гомогенный светло-желтатый порошок. Для селективного выделения коринебактерий. Состав на 1000 мл среды: Пепт. гидролизат животной ткани - 10 г, мясной экстракт - 10 г, Хлорид натрия - 5 г, агар - 15 г. Готовая среда требует добавления 5% крови и калия теллурит. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.1 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и / или IVD)	кг			0.10	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
24	33691163	Основа агара для определения токсигенности возбудителя дифтерии (для теста Elec)		Агаровая основа для определения токсигенности возбудителя дифтерии (для теста Elec). Порошкообразная масса, содержащая экстракт мозга телят, экстракт говяжьего сердца, хлорид натрия, карбонат натрия, агар. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 3 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.25 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами	кг			0.25	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
25	33691420	Менингококковый агар с добавкой гидрохлорида линкомицина		Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.4, которые предусмотрены для выделения из биологического материала и выращивания менингококков. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.4. Приложение 1.4 является неотъемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществляться в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть представлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.4	набор			1.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
26	33691420	Кампилобактер или Престон агар с селективной добавкой для Кампилобактер или Престон агара		Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.9, которые предусмотрены для селективного выделения кампилобактерий. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.9. Приложение 1.9 является неотъемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществляться в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть представлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.9	набор			1.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
27	33691420	Кампилобактер или Престон бульон с селективной дабавкой для Кампилобактер или Престон бульона		Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.3, которые предусмотрены для селективного выделения кампилобактерий. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.3. Приложение 1.3 является неотъемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществляться в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть представлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.3	набор			1.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
28	33691420	Основа иерсиниозного селективного бульона с добавкой		Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.1, которые предусмотрены для обогащения иерсиний в образцах пищевых и клинических материалов. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.1. Приложение 1.1 является неотъемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществляться в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть представлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.1	набор			1.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
29	33691420	Основа бульона Фрейзера с добавками		Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.5, которые предусмотрены для обогащения листерий в образцах пищевых и клинических материалов. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.5. Приложение 1.5 является неотъемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществляться в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть представлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.5	набор			1.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
30	33691420	Основа агара OXFORD для выращивания листерий с добавкой		Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.6, которые предусмотрены для обогащения листерий в образцах пищевых и клинических материалов. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.6. Приложение 1.6 является неотъемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществляться в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть представлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.6	набор			1.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
31	33691420	Основа агара PALCAM для выращивания листерий с добавкой		Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.7, которые предусмотрены для обогащения листерий в образцах пищевых и клинических материалов. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.7. Приложение 1.7 является неотъемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществляться в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть представлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.7	набор			1.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
32	33691420	Основа хромогенного агара ALOA выращивания листерий (основа агара по Оттавиани-Агости) с добавками		Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.8, которые предусмотрены для обогащения листерий в образцах пищевых и клинических материалов. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.8. Приложение 1.8 является неотъемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществляться в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть представлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.8	набор			1.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
33	33121270	SCDLP бульон-Триптик соевый бульон с лецитином и твином		Жидкая неселективная среда-предназначенная для санитарно-бактериологических исследований, в том числе для определения бактериальной контаминации косметических средств. Состав: казеиновый гидролизат, пептический экстракт живой ткани, хлорид натрия, дифосфат калия, декстроза, лецитин, полисорбат или Твин 80. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	кг			0.50	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
34	33691163	TCBS агар		Предназначен для выделения возбудителя холеры и НАГ-вибриона, желтоватый порошок. Содержит гидролизат рыбной муки, дрожжевой экстракт, сахарозу, цитрат натрия, цитрат железа, желчь, тиосульфат натрия, хлорид натрия, бромтимоловый синий, тимоловый синий и агар. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 3 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.25 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	кг			0.25	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
35	33691420	Буферный угольно-дрожжевой агар с ростовыми и селективными добавками для выращивания легионелл		Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.15, которые предусмотрены для выращивания бактерий Legionella pneumophila. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.15. Приложение 1.15 является неотъемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществляться в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть представлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.15	набор			1.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
36	33691163	Агар для дифференциации Enterobacter sakazakii (ESIA)		Предназначен для выделения и дифференциации бактерий Enterobacter sakazakii из молока и молочных продуктов (согласно ГОСТ ISO / TS-22964-2013). Расход на 1000 мл 30,75 грамм. Состав: казеиновый ферментативный гидролизат 7 г, дрожжевой экстракт 3 г, хлорид натрия 5 г, дезоксихолат натрия 0,6 г, 5-бром-4-хлор-3-индолил α-D-глицопираноза 0,15 г, агар -15 г. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.1 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	кг			0.10	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
37	33691883	Среда Гисса с лактозой		Гомогенный порошок, предназначен для изучения способности ферментировать лактозу энтеробактериями (цветная серия HIS). Содержит индикатор BP (голубая и розолитовая кислота) или индикатор бромкрезолопурпур. Содержание агара 0,4 г в 1000 мл среды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, упаковка с воздухомнепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.25 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	кг			1.50	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
38	33691883	Среда Гисса с глюкозой		Гомогенный порошок, предназначен для изучения способности ферментировать глюкозу энтеробактериями (цветная серия HIS). Содержит индикатор BP (голубая и розолитовая кислота) или индикатор бромкрезолопурпур. Содержание агара 0,4 г в 1000 мл среды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, упаковка с воздухомнепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.25 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	кг			2.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
39	33691883	Среда Гисса с маннитом		Гомогенный порошок, предназначен для изучения способности ферментировать маннит энтеробактериями (цветная серия HIS). Содержит индикатор BP (голубая и розолитовая кислота) или индикатор бромкрезолопурпур. Содержание агара 0,4 г в 1000 мл среды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, упаковка с воздухомнепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.25 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	кг			0.50	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
40	24300000	Натрия хлорид		Химическое соединение, предназначенное для работы в микробиологической лаборатории. Соляная кислота натрия растворима в воде. Соответствует международным стандартам качества и / или имеет сертификат качества или соответствует ГОСТ-у. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Упаковка с полимерными герметичными контейнерами весом 1-5 кг.	кг			100.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
41	33691167	Иммерсионное масло		Предназначен для работы с иммерсионным объективом микроскопа. Увеличивает возможность расширения, за счет показателя преломления $n = 1,515$. Расфасовка во флаконах не более 100 мл. Срок годности при доставке не менее 70%. Соответствует международным стандартам качества или соответствует ГОСТу, имеет сертификат качества (сертификат, предоставляемый производителем на партию). Партия должна быть полностью однородной (по срокам, упаковке, производителю).	мл			1,000.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
42	33691420	BSC-пропионатная агаровая основа с добавкой		Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.14, которые предусмотрены для селективного выделения бифидобактерий из молочных продуктов и для подсчета колоний. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.14. Приложение 1.14 является неотъемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществляться в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть представлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.14	набор			1.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
43	33121270	Плазма кроличья цитратная сухая		Назначение – видовая идентификация стафилококка в реакции плазмокоагуляции. Препарат получен из крови кроликов путем смешивания с 5% раствором натрия лимоннокислого. Белая, беловатая или желтоватая пористая масса. Выпускается во флаконах не менее 1 мл в лиофилизированной форме. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, защищенной от света, при 2-8°C, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразная (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон			150.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
44	33121270	Раствор буферный		Раствор буферный фосфатно-солевой pH 5,5±0,2. Представляет собой стерильный фосфатный буферный раствор, содержащий калий фосфорнокислый однозамещенный, натрий фосфорнокислый двузамещенный, натрия хлорид, воду очищенную в определенных пропорциях. Растворяет определенные количества субстратов в сочетании с индикатором, импрегнированных в хроматографической бумаге, в результате чего образуются окрашенные растворы. Используется в санитарной и клинической микробиологии. Раствор расфасован во флаконы по не менее 10 мл каждый. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон			70.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
45	33691420	Набор СИБ №2		Системы индикаторные бумажные для межродовой и видовой дифференциации энтеробактерий. Состоит из 13 биохимических тестов, определяющих утилизацию сорбита, инозита, цитрата натрия, малоната натрия, наличие декарбоксилазы лизина и орнитина, β-галактозидазы, уреазы, оксидазы, фенилаланиндеаминазы, ацетилметилкарбинола (реакция Фогеса-Проскауэра), образование индола, сероводорода. Набор рассчитан на не менее 50 исследований, включает 12 флаконов с СИБ-дисками и 2 пробирки с СИБ-полосками. Представляют собой хроматографическую бумагу, содержащую определенные количества субстрата в сочетании с соответствующим индикатором. Срок годности 2 года, при температуре 2-25 ° C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	набор			24.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
46	24300000	Чистая химическая глюкоза		Гомогенный сухой белый порошок без комочков. Используется для приготовления питательных сред. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с воздухонепроницаемыми контейнерами массой не более 2 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	кг			75.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
47	33691420	Диски с V и X факторами		Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.13, которые предусмотрены для дифференциации гемофилов. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.13. Приложение 1.13 является неотъемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществляться в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть представлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.13	набор			1.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
48	33121270	Диски с желчью		Диски с желчью используются для дифференциации пневмакоков, каждый диск рассчитан на 1 тест. Упаковка должна быть герметичной, изготовленной на заводе, максимум 100 дисков в каждой упаковке. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	шт			100.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
49	33121270	Диски с оптохином		Диски с оптохином используются для дифференциации пневмакоков, каждый диск рассчитан на 1 тест. Упаковка должна быть герметичной, изготовленной на заводе, максимум 50 дисков в каждой упаковке. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	шт			100.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
50	33121270	Диски с оксидазой		Диски с оксидазой используются для дифференциации микроорганизмов, каждый диск рассчитан на 1 тест. Упаковка должна быть герметичной, изготовленной на заводе, максимум 50 дисков в каждой упаковке. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	шт			3,000.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
51	33691420	Набор дисков с углеводами		Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.12, которые предусмотрены для дифференциации микроорганизмов по их способности ферментировать углеводы и/или расщеплять аминокислоты. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.12. Приложение 1.12 является неотъемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществляться в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть представлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.12	набор			1.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
52	33121270	Лошадиная сыворотка нормальная		Предназначена в качестве добавки к питательным средам для роста некоторых требовательных бактерий. Изготовлен из донорской крови, представляет собой жидкость желтого или светло-коричневого цвета без признаков гемолиза. Препарат содержит не более 0,5% хлороформа. Один флакон содержит не менее 100 мл сыворотки. Срок годности не менее 1 года при 2 - 8°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	мл			200.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
53	33121270	Сухая шигеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации I-VI и S.sonnei		Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к Shigella Flexneri I-VI и S.sonnei. Срок годности не менее 3 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон			20.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
54	33121270	Сухая шигеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации Shigella Flexes I-V		Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к Shigella Flexneri I-V. Срок годности не менее 3 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон			10.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
55	33121270	Сухая шигеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации S. Sonnei		Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы; Однородный порошок, содержит антитела к S. sonnei. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон			10.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
56	33121270	Сухая шигеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка Флекснер I типа		Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к шигеллам Флекснера I типа. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон			10.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
57	33121270	Сухая шигеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка Флекснер II типа		Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к шигеллам Флекснера II типа. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон			10.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
58	33121270	Сухая шигеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка Флекснер III типа		Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к шигеллам Флекснера III типа. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон			10.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
59	33121270	Сухая шигеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка Флекснер VI типа		Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к шигеллам Флекснера VI типа. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон			10.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
60	33121270	Сухая шигеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка Флекснер 6 групповая		Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к шигеллам Флекснера групп. 6. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон			5.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
61	33121270	Сухая шигеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка Флекснер 7, 8 групповая		Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к шигеллам Флекснера групп. 7, 8. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°С. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон			15.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
62	33121270	Сухая шигеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка Флекснер 3, 4 групповая		Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к шигеллам Флекснера групп. 3, 4. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°С. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон			5.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
63	33121270	Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации ABCDE		Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к ABCDE антигенам. Срок годности не менее 3 лет при 4-10°С. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон			30.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
64	33121270	Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации редких групп		Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к ABCDE антигенам. Срок годности не менее 3 лет при 4-10°С. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон			10.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
65	33121270	Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации O1		Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к O1 антигенам. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°С. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон			5.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
66	33121270	Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации O2		Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к O2 антигенам. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон			5.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
67	33121270	Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации O6		Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к O6 антигенам. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон			5.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
68	33121270	Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации O7		Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к O7 антигенам. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон			5.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
69	33121270	Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации O9		Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к O9 антигенам. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон			10.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
70	33121270	Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации Hgm		Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к Hgm жгутикового антигена. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и / или IVD)	флакон			15.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
71	33121270	Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации Hg		Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к Hg жгутикового антигена. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и / или IVD)	флакон			10.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
72	33121270	Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации Hm		Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к Hm жгутикового антигена. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, CE и / или IVD)	флакон			10.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
73	33691420	Legionella Antigen Urinary экспресс-тест для определения антигена L.pneumophila		Legionella Antigen Urinary экспресс-тест для определения антигена L.pneumophila в моче. Является быстрым методом для обнаружения антигена Lp1 в моче пациентов с симптомами пневмонии. Набор реагентов содержит: 1) Тест-кассеты, содержащие на нитроцеллюлозных мембранах инокулированные кроличьими антителами к гиперчувствительности к Legionella pneumophila серогруппы 1; 2) реагент А-нитрат азидно-цитратно-фосфатный буфер, содержащий TWIN-20; 3) Тампоны для отбора проб мочи пациента; 4) Тампоны с положительным контролем, содержащие Legionella pneumophila, которая подверглась термической инактивации, 5) Отрицательный контроль без Legionella pneumophila Каждый тест рассчитан на 1 исследование. С набором реагентов (20-22 тестов) предоставляются 2 контрольных теста. Срок годности не менее 12 месяцев. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна быть четко закодирована, и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	набор			1.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
74	33691420	Набор ботулинических диагностических сывороток типа А, В, Е, С, F		Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.11, которые предусмотрены для реакции нейтрализации ботулинического токсина. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.11. Приложение 1.11 является неотъемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществляться в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть представлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.11	набор			1.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
75	33691420	Набор эшерихиозных поливалентных сухих диагностических сывороток - ОКА, ОКВ, ОКС, ОКД и ОКЕ		Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.10, которые получены из нативной сыворотки кроликов или баранов, гипериммунизированных смесью корпускулярных антигенов Escherichia coli. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.10. Приложение 1.10 является неотъемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществляться в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть представлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.10	набор			1.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
76	33691166	Транспортная система со средой Керри Блэра		Транспортная система со средой Керри-Блэра рекомендована для сбора, транспортировки и хранения фекальных и ректальных проб. Каждая упаковка содержит стерильные полистироловые пробирки со средой Cary-Blair и стерильным тампоном для взятия мазка на пластиковой палочке, с пробкой. Среда без видимых изменений при внешнем осмоте - без трещин и пузырьков, следов высыхания и наличия роста микроорганизмов. Срок годности 18-30 месяцев, согласно сертификату данному производителем, при температуре 2-25°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик, а также результаты оценки стабильности по ИСО 23640. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	шт			5,000.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
77	33691166	Транспортная система со средой Стюарт		Транспортная система Стюарта в полистироловой пробирке рекомендуется для сбора транспортировки и хранения проб содержащих Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae. Каждая упаковка содержит стерильные полистироловые пробирки со средой и стерильным тампоном для взятия мазка на пластиковой палочке, с пробкой. Среда без видимых изменений при внешнем осмоте - без трещин и пузырьков, следов высыхания и наличия роста микроорганизмов. Срок годности 18-30 месяцев, согласно сертификату данному производителем, при температуре 2-25°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик, а также результаты оценки стабильности по ИСО 23640. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	шт			300.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
78	33691166	Транспортная система со средой Амиес		Предназначена для отбора проб, транспортировки и хранения клинического материала, содержащего требовательные аэробные и анаэробные бактерии. Каждая упаковка содержит стерильные полистироловые пробирки со средой и стерильным тампоном для взятия мазка на пластиковой палочке, с пробкой. Среда без видимых изменений при внешнем осмоте - без трещин и пузырьков, следов высыхания и наличия роста микроорганизмов. Срок годности 18-30 месяцев, согласно сертификату данному производителем, при температуре 2-25°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик, а также результаты оценки стабильности по ИСО 23640. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	шт			200.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
79	33121270	«Газпакеты» для экскаваторов (для создания микроаэрофильных условий)		Газогенераторный пакет, в котором химическое вещество (гидросульфат натрия или пирогаллол) в экстракторе (2,5 литра) обеспечивает поглощение кислорода и создание микроаэрофильной среды (каждая отдельная упаковка). Отдельные пакеты должны быть упакованы в одну общую упаковку - не менее 10 в каждой. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	шт			10.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
80	33121270	«Газпакеты» для экскаваторов (для создания анаэробных условий)		Газогенераторный пакет, в котором химическое вещество (гидросульфат натрия или пирогаллол) в экстракторе (2,5 литра) обеспечивает поглощение кислорода и создание анаэробной среды (каждая отдельная упаковка). Отдельные пакеты должны быть упакованы в одну общую упаковку - не менее 10 в каждой. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	шт			10.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
81	24321810	Хлороформ		Это органическое химическое соединение с формулой CHCl_3 , бесцветный, с характерным запахом. Также называется трихлорметан, метилхлорид или хлорон 20. Используется в микробиологической лаборатории для проведения теста на обнаружение колифага в воде. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка в герметичных таррах не более 0,5 л.	литр			5.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
82	33141213	Вазелин жидкий		Предназначен для микробиологических исследований. Желтоватый, прозрачный, жидкий, с масляным составом. Упаковка в не более 100 мл флаконах, с заводской маркировкой, с кодом партии, сроком годности и т. д. Наличие сертификата качества (партия сертифицирована производителем). Партия должна быть полностью однородной (с точки зрения срока, производителя и упаковки). Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии.	мл			1,000.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
83	33121270	MIC-тест или E-тест полоска с пенициллином		Пенициллин MIC-тест или E-тест, для определения антибактериальной чувствительности, определяющий минимальную концентрацию ингибирования. Узкий слой полимерной пленки (0,5 x 6,0 см), содержащей данный антимикробный препарат, с маркировкой, соответствующей концентрации антибиотика (от минимальной до максимальной 0,016 - 256 мкг / мл), 1 набор содержит не менее 30 тестов. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия и изделие с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	шт			30.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
84	33121270	MIC-тест или E-тест полоска с оксациллином		Оксациллин MIC-тест или E-тест, для определения антибактериальной чувствительности, определяющий минимальную концентрацию ингибирования. Узкий слой полимерной пленки (0,5 x 6,0 см), содержащей данный антимикробный препарат, с маркировкой, соответствующей концентрации антибиотика (от минимальной до максимальной 0,016 - 256 мкг / мл), 1 набор содержит не менее 30 тестов. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия и изделие с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	шт			30.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
85	33121270	MIC-тест или E-тест полоска с ампициллином		Ампициллин MIC-тест или E-тест, для определения антибактериальной чувствительности, определяющий минимальную концентрацию ингибирования. Узкий слой полимерной пленки (0,5 x 6,0 см), содержащей данный антимикробный препарат, с маркировкой, соответствующей концентрации антибиотика (от минимальной до максимальной 0,016 - 256 мкг / мл), 1 набор содержит не менее 30 тестов. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия и изделие с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	шт			30.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
86	33121270	MIC-тест или E-тест полоска с ванкомицином		Ванкомицин MIC-тест или E-тест, для определения антибактериальной чувствительности, определяющий минимальную концентрацию ингибирования. Узкий слой полимерной пленки (0,5 x 6,0 см), содержащей данный антимикробный препарат, с маркировкой, соответствующей концентрации антибиотика (от минимальной до максимальной 0,016 - 256 мкг / мл), 1 набор содержит не менее 30 тестов. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия и изделие с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	шт			30.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
87	33121270	MIC-тест или E-тест полоска с колистином		Колистин MIC-тест или E-тест, для определения антибактериальной чувствительности, определяющий минимальную концентрацию ингибирования. Узкий слой полимерной пленки (0,5 x 6,0 см), содержащей данный антимикробный препарат, с маркировкой, соответствующей концентрации антибиотика (от минимальной до максимальной 0,016 - 256 мкг / мл), 1 набор содержит не менее 30 тестов. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия и изделие с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	шт			30.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
88	33121270	MIC-тест или E-тест полоска с цефтриаксоном		Цефтриаксон MIC-тест или E-тест, для определения антибактериальной чувствительности, определяющий минимальную концентрацию ингибирования. Узкий слой полимерной пленки (0,5 x 6,0 см), содержащей данный антимикробный препарат, с маркировкой, соответствующей концентрации антибиотика (от минимальной до максимальной 0,016 - 256 мкг / мл), 1 набор содержит не менее 30 тестов. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия и изделие с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	шт			30.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
89	33121270	MIC-тест или E-тест полоска с цефотаксимом		Цефотаксим MIC-тест или E-тест, для определения антибактериальной чувствительности, определяющий минимальную концентрацию ингибирования. Узкий слой полимерной пленки (0,5 x 6,0 см), содержащей данный антимикробный препарат, с маркировкой, соответствующей концентрации антибиотика (от минимальной до максимальной 0,016 - 256 мкг / мл), 1 набор содержит не менее 30 тестов. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия и изделие с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	шт			30.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
90	33121270	Лиофилизированный штамм Legionella pneumophila серогруппа 1		Это лиофилизат штамма Legionella pneumophila серогруппа 1, разработанный для контроля качества питательной среды и используемый в качестве положительного контроля. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия и изделие с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон			1.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
91	33691420	Набор латекс-реагентов для серотипирования / идентификации Legionella pneumophila		Набор реагентов для идентификации Legionella pneumophila серогруппа 1, Legionella pneumophila серогруппы 2-14 и других патогенных Legionella spp. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	набор			1.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
92	33121270	L-триптофан		Аминокислота, химическая формула C11H12N2O2, молекулярный вес 204.23. Белый кристаллический порошок. Растворимость 33,3 мг в 1 мл 0,5 М соляной кислоты. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	гр			0.25	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
93	24300000	Эскулин гидрат		Органическое соединение, гликозид, белый порошок. Химическая формула - C15H16O9, молекулярный вес 340.28. Растворимость 33,3 мг в 1 мл метанола. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD).	гр			25.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
94	33691420	Набор PYR-тест		Пептидаза А палочки, предназначенные для идентификации стрептококков группы А (S.pyogenes) и энтерококков группы D. Основано на свойстве ферментативного гидролиза L-пирролидонил-н-нафтиламида (PYR). 1 упаковка содержит не менее 30 тест-полосок, пропитанные L-пирролидонил-β-нафтиламидом (PYR), 1 флакон с PYR-реагентом (п-диметиламиноциннамальдегид) и инструкции по применению. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD).	набор			1.00	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
95	33121270	Диски с бензилпенициллином 1 ЕД		Диски с бензилпенициллином 1 ЕД. Бумажные диски, пропитанные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° С. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD).	шт			450	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
96	33121270	Диски с темоциллином 30 мкг.		Диски с темоциллином 30 мкг. Бумажные диски, пропитанные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° С. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD).	шт			50	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
97	33121270	Диски с хинупристин-далфопристином 15 мкг		Диски с хинупристин-далфопристином 15 мкг Бумажные диски, пропитанные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° С. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD).	шт			50	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
98	33121270	Диски с нитроксилином 50 мкг.		Диски с нитроксилином 50 мкг. Бумажные диски, пропитанные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° С. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD).	шт			750	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
99	33121270	Диски с триметоприм-сульфаметоксазолом 1.25/23.75 мкг.		Диски с триметоприм-сульфаметоксазолом 1.25/23.75 мкг. Бумажные диски, пропитанные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° С. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD).	шт			750	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
100	33121270	Диски с бацитрацином 0.04 ЕД.		Диски с бацитрацином 0.04 ЕД. Бумажные диски, пропитанные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° С. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD).	шт			50	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
101		Диски с Тикарциллином 75 мкг		Диски с Тикарциллином 75 мкг Бумажные диски, пропитанные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° С. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD).	шт			200	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
102		Диски с Тикарциллин - клавулановой кислотой 75-10 мкг		Диски с Тикарциллин - клавулановой кислотой 75-10 мкг Бумажные диски, пропитанные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° С. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD).	шт			50	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
103		Диски с Цефидероколом 30 мкг		Диски с Цефидероколом 30 мкг Бумажные диски, пропитанные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° С. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD).	шт			200	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
104		Диски с Цефтазидим-авибактамом 10-4 мкг		Диски с Цефтазидим-авибактамом 10-4 мкг Бумажные диски, пропитанные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° С. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD).	шт			100	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
105		Диски с Цефтолозан-тазобактамом 30-10 мкг		Диски с Цефтолозан-тазобактамом 30-10 мкг Бумажные диски, пропитанные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° С. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD).	шт			100	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
106		Диски с Имипенем-релебактамом 10-25 мкг		Диски с Имипенем-релебактамом 10-25 мкг Бумажные диски, пропитанные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° С. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD).	шт			100	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
107		Диски с Меропенем- ваборбактамом 20-10 мкг		Диски с Меропенем-ваборбактамом 20-10 мкг Бумажные диски, пропитанные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° С. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD).	шт			100	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
108		Диски с Эравацклином 20 мкг		Диски с Эравацклином 20 мкг Бумажные диски, пропитанные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° С. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD).	шт			50	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
109		Диски с Лефамулином 5 мкг		Диски с Лефамулином 5 мкг Бумажные диски, пропитанные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° С. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD).	шт			100	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
110	33121270	Комбинированные диски- меропенем + ингибитор MBL этилендиаминтетрауксусная или дипиколовая кислота		Комбинированные диски- меропенем + ингибитор MBL этилендиаминтетрауксусная или дипиколовая кислота Бумажные диски, пропитанные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° С. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD).	шт			250	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
111	33121270	Комбинированные диски - Меропенем + ингибиторы KPC фенилборновая или аминофенилборновая кислота		Комбинированные диски -Меропенем + ингибиторы KPC фенилборновая или аминофенилборновая кислота Бумажные диски, пропитанные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° С. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD).	шт			250	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
112	33121270	Комбинированные диски - меропенем + ингибитор AmrC клоксациллин		Комбинированные диски - меропенем + ингибитор AmrC клоксациллин Бумажные диски, пропитанные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° С. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD).	шт			250	г.Ереван, Д.Малина 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

номер предусмотр енного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
113	33121270	Комбинированные диски - Меропенем + MBL и ингибиторы КРС дипиколиновая или аминофенилборновая кислота		Комбинированные диски - Меропенем + MBL и ингибиторы КРС дипиколиновая или аминофенилборновая кислота Бумажные диски, пропитанные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° С. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD).	шт			250	г.Ереван, Д.Маяна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
114	33121270	Комбинированные диски - Цефтриаксон 30 + клавулановая кислота 10		Комбинированные диски - Цефтриаксон 30 + клавулановая кислота 10 Бумажные диски, пропитанные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° С. Срок годности на момент поставки не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD).	шт			250	г.Ереван, Д.Маяна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

№	наименование	техническая характеристика	единица измерения	количество	цена
1	Основа иерсиниозного селективного бульона	Гомогенный светло-желтый порошок, предназначенный для обогащения иерсиний в образцах пищевых и клинических материалов. Ингредиенты 1000 мл готовой среды: Пептон 10 г L-аспарагиновая кислота 3 г Пируват натрия 2,51 г Твин 80- 1 г МОПС / ТРИС - 5,5 г. Расход: 40,2 г порошкообразной среды в 1000 мл дистиллированной воды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 3 лет, упаковка с воздухомонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	кг	0.50	
2	Добавка иерсиниозного селективного бульона	Добавка представляет собой массу однородного порошка. Состав - триклозан 2 мг. 1 флакон рассчитан на 1000 мл среды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон	10.00	

№	наименование	техническая характеристика	единица измерения	количество	цена
1	РЕМВА среда для выращивания <i>B. cereus</i>	Полиимиксин пируватный желточно-маннитный агар с бромтимол-синей. Состав в 100 мл среды (согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 21871-2010): пептический экстракт живой ткани - 0,1 г, маннит - 1,0 г, пируват натрия - 1,0 г, бикарбонат натрия - 0,25 г, хлорид натрия - 0,2 г., фосфат - 0,025 г, сульфат магния, гептагидрат - 0,01 г, бромтимол-синий - 0,01 г, агар - 1,8 г. Расход 4,39 г среды в 90 мл дистиллированной воды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.1 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики <i>in vitro</i> или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	кг	0.1	
2	Добавка для агара <i>Bacillus cereus</i>	Антибиотическая добавка для селективного роста <i>B. cereus</i>. 1 флакон на 90-100 мл среды, полиимиксин В-сульфат, 10000 ЕД на флакон. Растворить 5 мл в стерильной дистиллированной воде. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики <i>in vitro</i> или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон	10.0	

№	наименование	техническая характеристика	единица измерения	количество	цена
1	Кампилобактер или Престон бульон	Гомогенный светло-желтый порошок, предназначенный для селективного обогащения Campylobacter. Ингредиенты: Перевар животной ткани 10 г Хлорид натрия 5 г Мясной экстракт 10 г. Расход: 12,5 г порошкообразной среды в 475 мл дистиллированной воды (Oxoid, HiMedia, Trafalgar Scientific Ltd Sigma-Aldrich или эквив.). Среда также требует лизированную кровь лошади 25 мл и 1 флакон соответствующей добавки. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	кг	0.5	
2	Селективная добавка для Кампилобактер или Престон бульона	Порошок, предназначен для селективного обогащения Campylobacter. Упаковка во флаконах. Ингредиенты: Полиимиксин В 2500 ME Рифампицин 5 мг Триметоприм лактат 5 мг Амфотерицин В 5 мг Расход - 1 флакон на 500 мл среды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 года, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия и изделие с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон	10.0	

№	наименование	техническая характеристика	единица измерения	количество	цена
1	Менингококковый агар	Среда предназначена для выделения и выращивания менингококка из биологического материала. В среде на 1000 мл: 2 г стимулятор роста гемофилов и 10 ± 2 г агара. К приготовленной 80 мл расплавленной и остуженной среде добавляют 20,0 мл конской сыворотки инактивированной при 56°C в течение 30 мин., 0,5 мл раствора линкомицина при плотности 1000 мкг / мл (конечное количество антибиотика - 5 мкг / мл). Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 3 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом 0.25 - 0.5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики <i>in vitro</i> или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	кг	0.25	
2	Линкомицин гидрохлорид	Антибактериальный препарат во флаконах (ампулах), для добавки к менингококковому агару. Ингредиенты: в каждом флаконе Линкомицин гидрохлорид 300 мг. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия и изделие с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон	10	

№	наименование	техническая характеристика	единица измерения	количество	цена
1	Бульон Фрейзера для обогащения листерий	Гомогенный сыпучий желтый порошок. Бульон рекомендуется комитетом ISO для первичного и вторичного обогащения, выделения и подсчета <i>Listeria monocytogenes</i> в пищевых продуктах и кормах для животных. Состав: Пептон 5.0 г Ферментативный гидролизат казеина 5.0 г Дрожжевой экстракт 5.0 г Мясной экстракт 5.0 г Натрия хлорид 20.0 г Натрия гидрофосфат (x2H₂O) 12.0 г Калия дигидрофосфат 1.35 г Эскулин 1.0 г Лития хлорид 3.0 г. Расход 54.92 г основы на 1000 мл среды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.1 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики <i>in vitro</i> или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD).	кг	0.1	
2	Селективная добавка Фрейзера	Рекомендуется международным комитетом ISO для селективного выделения и подсчета <i>Listeria monocytogenes</i> из пищевых продуктов, кормов для животных и другого материала. Состав: Акрифлавин гидрохлорид 12.5 г Налидиксовая кислота 10.0 г. Основа бульона для обогащения листерий 1 флакон добавляют к 1000 мл – для первичного обогащения листерий или к 500 мл – для вторичного обогащения. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет. Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности.	флакон	5.0	
3	Добавка Фрейзера	Рекомендуется международным комитетом ISO для селективного выделения и подсчета <i>Listeria monocytogenes</i> из пищевых продуктов, кормов для животных и другого материала. Состав: Железа аммонийного цитрат 250 мг. На 1000 мл среды для первичного обогащения листерий добавляют 2 флакона добавки, на 500 мл среды для вторичного обогащения - 1 флакон. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет. Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности.	флакон	5.0	

№	наименование	техническая характеристика	единица измерения	количество	цена
1	Основа агара OXFORD для выращивания листерий	Однородный темно-желтый порошок, предназначенный для селективного роста листерий. Состав: пептон, дрожевой экстракт, крахмал, хлорид натрия, глюкоза, хлорид лития, цитрат железа-аммония, эскулин, феноловый-красный, агар. Требуется добавки. Срок годности не менее 70% на момент поставки, общий срок хранения не менее 3 лет, упаковка - герметичная, по не более 100 грамм. Соответствует международным стандартам качества ISO и имеет сертификат качества (сертификат партии производителя).	кг	0.1	
2	Добавка для OXFORD агара	Селективная добавка, содержащая цефазолин, циклогексамид / циклогексидин, сульфат колистина, акрифлавин, фосфомицин. Однородный порошок. Срок годности не менее 70% на момент поставки, упаковка - герметичная. Соответствует международным стандартам качества ISO и имеет сертификат качества (сертификат партии производителя).	флакон	5	

№	наименование	техническая характеристика	единица измерения	количество	цена
1	Основа агара PALCAM для выращивания листерий	Однородный светло-розовый порошок, предназначенный для селективного роста листерий. Состав: пептон, крахмал, хлорид натрия, хлорид лития, цитрат железа-аммония, D-маннит, эскулин, агар-агар. Требуется добавки. Срок годности не менее 70% на момент поставки, общий срок хранения не менее 3 лет, упаковка - герметичная, по не более 100 грамм. Соответствует международным стандартам качества ISO и имеет сертификат качества (сертификат партии производителя).	кг	0.1	
2	Добавка для PALCAM агара	Селективная добавка, содержащая цефтазидим, сульфат колистина, акрифлавин. Однородный порошок. Срок годности не менее 70% на момент поставки, упаковка - герметичная. Соответствует международным стандартам качества ISO и имеет сертификат качества (сертификат партии производителя).	флакон	5	

№	наименование	техническая характеристика	единица измерения	количество	цена
1	Основа хромогенного агара ALOA для выращивания листерий (основа агара по Оттавиани-Агости)	Однородный порошок светло-кремового цвета, предназначенный для селективного роста и быстрого обнаружения листерий. Состав: пептон, дрожевой экстракт, пируват натрия, глюкоза, глицерофосфат магния, сульфат магния, хлорид натрия, хлорид лития, хромогенный субстрат, агар-агар. Требуется добавка. Срок годности не менее 70% на момент поставки, упаковка - герметичная. Соответствует международным стандартам качества ISO и имеет сертификат качества (сертификат партии производителя).	кг	0.1	
2	Добавка 1 для ALOA-агара	Селективная добавка, содержащая цефтазидим, сульфат полимиксина, налидиксовая кислота, амфотерицин. Однородный порошок. Срок годности не менее 70% на момент поставки, упаковка - герметичная. Соответствует международным стандартам качества ISO и имеет сертификат качества (сертификат партии производителя).	флакон	5	
3	Добавка 2 для ALOA-агара	Селективная добавка, содержащая L-фосфатидилинозит. Однородный порошок. Срок годности не менее 70% на момент поставки, упаковка - герметичная. Соответствует международным стандартам качества ISO и имеет сертификат качества (сертификат партии производителя).	флакон	5	

№	наименование	техническая характеристика	единица измерения	количество	цена
1	Кампилобактер или Престон агар	Светло-желтый порошок, предназначенный для избирательного роста кампилобактерий. Ингредиенты: Пережар животной ткани 10 г. Хлорид натрия 5 г Мясной экстракт 10 г Агар-агар 12 г Расход: 18,5 г порошка в 475 мл дистиллированной воды (Oxoid, HiMedia, Trafalgar Scientific Ltd Sigma-Aldrich или эквив.). Среда также требует добавление 25 мл лизированной лошадиной крови и 1 флакона соответствующей добавки. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	кг	0.50	
2	Селективная добавка для Кампилобактер или Престон агара	Порошок, предназначен для селективного роста агара Campylobacter. Упаковка в флаконах. Ингредиенты: Полимиксин В 2500 ME Пифампицина 5 мг Триметоприм лактат 5 мг Амфотерицин В 5 мг. Расход 1 флакон на 500 мл среды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, упаковка герметичная с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон	10.00	

№	наименование	техническая характеристика	единица измерения	количество	цена
1	Эшерихиозная поливалентная сухая диагностическая сыворотка ОКА	Эшерихиозная поливалентная сухая диагностическая сыворотка ОКА - представляет собой препарат, полученный из нативной сыворотки кроликов или баранов, гипериммунизированных смесью корпускулярных антигенов Escherichia coli. Сыворотки предназначены для ориентировочной серологической идентификации эшерихий в реакции агглютинации на стекле. Действующим началом сывороток являются специфические К и О агглютинины против антигенов эшерихий патогенных ОК групп. Лиофилизированный, во флаконах. Температура хранения 2-10°C, 3 года. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон	20.00	
2	Эшерихиозная поливалентная сухая диагностическая сыворотка ОКВ	Эшерихиозная поливалентная сухая диагностическая сыворотка ОКВ - представляет собой препарат, полученный из нативной сыворотки кроликов или баранов, гипериммунизированных смесью корпускулярных антигенов Escherichia coli. Сыворотки предназначены для ориентировочной серологической идентификации эшерихий в реакции агглютинации на стекле. Действующим началом сывороток являются специфические К и О агглютинины против антигенов эшерихий патогенных ОК групп. Лиофилизированный, во флаконах. Температура хранения 2-10°C, 3 года. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон	10.00	

№	наименование	техническая характеристика	единица измерения	количество	цена
3	Эшерихиозная поливалентная сухая диагностическая сыворотка ОКС	Эшерихиозная поливалентная сухая диагностическая сыворотка ОКС - представляет собой препарат, полученный из нативной сыворотки кроликов или баранов, гипериммунизированных смесью корпускулярных антигенов Escherichia coli. Сыворотки предназначены для ориентировочной серологической идентификации эшерихий в реакции агглютинации на стекле. Действующим началом сывороток являются специфические К и О агглютинины против антигенов эшерихий патогенных ОК групп. Лиофилизированный, во флаконах. Температура хранения 2-10°C, 3 года. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон	10.00	
4	Эшерихиозная поливалентная сухая диагностическая сыворотка ОКД	Эшерихиозная поливалентная сухая диагностическая сыворотка ОКД - представляет собой препарат, полученный из нативной сыворотки кроликов или баранов, гипериммунизированных смесью корпускулярных антигенов Escherichia coli. Сыворотки предназначены для ориентировочной серологической идентификации эшерихий в реакции агглютинации на стекле. Действующим началом сывороток являются специфические К и О агглютинины против антигенов эшерихий патогенных ОК групп. Лиофилизированный, во флаконах. Температура хранения 2-10°C, 3 года. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон	10.00	
5	Эшерихиозная поливалентная сухая диагностическая сыворотка ОКЕ	Эшерихиозная поливалентная сухая диагностическая сыворотка ОКЕ - представляет собой препарат, полученный из нативной сыворотки кроликов или баранов, гипериммунизированных смесью корпускулярных антигенов Escherichia coli. Сыворотки предназначены для ориентировочной серологической идентификации эшерихий в реакции агглютинации на стекле. Действующим началом сывороток являются специфические К и О агглютинины против антигенов эшерихий патогенных ОК групп. Лиофилизированный, во флаконах. Температура хранения 2-10°C, 3 года. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон	10.00	

№	наименование	техническая характеристика	единица измерения	количество	цена
1	Набор ботулинических диагностических сывороток типа А	Набор ботулинических диагностических сывороток типа А предназначен для реакции нейтрализации ботулинического токсина. Это сыворотка лошади, иммунизированная монотоксинами ботулина и токсинами соответствующего типа. Лиофилизированный, во флаконах не менее 1 мл сыворотки в каждом. Температура хранения 2-8°С, срок хранения 5 лет. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия и изделие с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон	20.00	
2	Набор ботулинических диагностических сывороток типа В	Набор ботулинических диагностических сывороток типа В предназначен для реакции нейтрализации ботулинического токсина. Это сыворотка лошади, иммунизированная монотоксинами ботулина и токсинами соответствующего типа. Лиофилизированный, во флаконах не менее 1 мл сыворотки в каждом. Температура хранения 2-8°С, срок хранения 5 лет. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия и изделие с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон	20.00	

№	наименование	техническая характеристика	единица измерения	количество	цена
3	Набор ботулинических диагностических сывороток типа Е	Набор ботулинических диагностических сывороток типа Е предназначен для реакции нейтрализации ботулинического токсина. Это сыворотка лошади, иммунизированная монотоксинами ботулина и токсинами соответствующего типа. Лиофилизированный, во флаконах не менее 1 мл сыворотки в каждом. Температура хранения 2-8°С, срок хранения 5 лет. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия и изделие с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон	20.00	
4	Набор ботулинических диагностических сывороток типа С	Набор ботулинических диагностических сывороток типа С предназначен для реакции нейтрализации ботулинического токсина. Это сыворотка лошади, иммунизированная монотоксинами ботулина и токсинами соответствующего типа. Лиофилизированный, во флаконах не менее 1 мл сыворотки в каждом. Температура хранения 2-8°С, срок хранения 5 лет. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия и изделие с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон	10.00	
5	Набор ботулинических диагностических сывороток типа F	Набор ботулинических диагностических сывороток типа F предназначен для реакции нейтрализации ботулинического токсина. Это сыворотка лошади, иммунизированная монотоксинами ботулина и токсинами соответствующего типа. Лиофилизированный, во флаконах не менее 1 мл сыворотки в каждом. Температура хранения 2-8°С, срок хранения 5 лет. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия и изделие с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон	10.00	

№	наименование	техническая характеристика	единица измерения	количество	цена
1	Диски с Мальтозой	Диски с Мальтозой используются для дифференциации микроорганизмов в соответствии с их способностью сбраживать углеводы. Бактерия растет на питательной среде с подходящим диском и индикатором Андрaде. Упаковано во флаконах по не более 25 дисков. Срок хранения не менее 2 лет, упаковка герметичная. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристики. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	диск	75.00	
2	Диски с Ксилозой	Диски с Ксилозой используются для дифференциации микроорганизмов в соответствии с их способностью сбраживать углеводы. Бактерия растет на питательной среде с подходящим диском и индикатором Андрaде. Упаковано во флаконах по не более 25 дисков. Срок хранения не менее 2 лет, упаковка герметичная. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристики. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	диск	75.00	

№	наименование	техническая характеристика	единица измерения	количество	цена
3	Диски с Рамнозой	Диски с Рамнозой используются для дифференциации микроорганизмов в соответствии с их способностью сбраживать углеводы. Бактерия растет на питательной среде с подходящим диском и индикатором Андрaде. Упаковано во флаконах по не более 25 дисков. Срок хранения не менее 2 лет, упаковка герметичная. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристики. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	диск	75.00	
4	Диски с Маннозой	Диски с Маннозой используются для дифференциации микроорганизмов в соответствии с их способностью сбраживать углеводы. Бактерия растет на питательной среде с подходящим диском и индикатором Андрaде. Упаковано во флаконах по не более 25 дисков. Срок хранения не менее 2 лет, упаковка герметичная. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристики. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	диск	75.00	
5	Диски с Маннитом	Диски с Маннитом используются для дифференциации микроорганизмов в соответствии с их способностью сбраживать углеводы. Бактерия растет на питательной среде с подходящим диском и индикатором Андрaде. Упаковано во флаконах по не более 25 дисков. Срок хранения не менее 2 лет, упаковка герметичная. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристики. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	диск	75.00	

№	наименование	техническая характеристика	единица измерения	количество	цена
6	Диски с Сахарозой	Диски с Сахарозой используются для дифференциации микроорганизмов в соответствии с их способностью сбраживать углеводы. Бактерия растет на питательной среде с подходящим диском и индикатором Андрaде. Упаковано во флаконах по не более 25 дисков. Срок хранения не менее 2 лет, упаковка герметичная. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристики. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	диск	75.00	
7	Диски с Глюкозой	Диски с Глюкозой используются для дифференциации микроорганизмов в соответствии с их способностью сбраживать углеводы. Бактерия растет на питательной среде с подходящим диском и индикатором Андрaде. Упаковано во флаконах по не более 25 дисков. Срок хранения не менее 2 лет, упаковка герметичная. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристики. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	диск	75.00	
8	Диски с Лактозой	Диски с Лактозой используются для дифференциации микроорганизмов в соответствии с их способностью сбраживать углеводы. Бактерия растет на питательной среде с подходящим диском и индикатором Андрaде. Упаковано во флаконах по не более 25 дисков. Срок хранения не менее 2 лет, упаковка герметичная. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристики. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	диск	75.00	

№	наименование	техническая характеристика	единица измерения	количество	цена
1	Диски с V-фактором	Диски с V-фактором используются для дифференциации гемофилов. Каждый диск рассчитан на один тест. Упаковка должна быть герметичной, изготовленной на заводе, максимум 25 дисков в каждой упаковке. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	диск	50.00	
2	Диски с X-фактором	Диски с X-фактором используются для дифференциации гемофилов. Каждый диск рассчитан на один тест. Упаковка должна быть герметичной, изготовленной на заводе, максимум 25 дисков в каждой упаковке. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	диск	50.00	

№	наименование	техническая характеристика	единица измерения	количество	цена
1	BSC-пропионатная агаровая основа	Среда предназначена для селективного выделения бифидобактерий из молочных продуктов и для подсчета колоний (в соответствии с ГОСТ 29981-2013, стандартами 33924 и МОВ 4.2.999-00). Ингредиенты: Ферментативный казеиновый гидролизат 10 г Дрожжевой экстракт - 1 г Дигидрофосфат калия - 3 г Двухвалентный дигидрофосфат калия - 4,8 г Сульфат аммония - 3 г Гексагидрат сульфата магния - 0,2 г L-цистеин гидрохлорид моногидрат - 0,5 г Пропионат натрия - 15 г Галактоолигосахарид 10 г Агар 15 г Расход: 62,02 г на 1000 мл дистиллированной воды. Среда требует добавки. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка с воздухомнепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.1 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	кг	0.10	
2	Добавка для BSC пропионатного агара	Селективная добавка для подсчета колоний бифидобактерий в молочных продуктах. Один флакон содержит 25 мг антибиотика, 25 мг мупироцина и рассчитан на 500 мл среды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия и изделие с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон	10.00	

№	наименование	техническая характеристика	единица измерения	количество	цена
1	Среда для выращивания бактерий <i>Legionella pneumophila</i>	Среда предназначена для выращивания бактерий <i>Legionella pneumophila</i> . Черный порошок, готовый агар черно-серого цвета. Состав: дрожевой экстракт, активированный уголь, агар (согласно ISO 11731:1998 «Water Quality - detection and enumeration of Legionella»). Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка - с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адрес производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики <i>in vitro</i> или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	кг	0.50	
2	Селективная добавка к угольно-дрожевому агару	Добавка предназначена для избирательного роста легионелл. 1 флакон рассчитан на 100 мл среды. Состав: глицин 0,3 г, гидрохлорид ванкомицина 0,1 мг, сульфат полимиксина В-8000 ЕД, циклогексимид 40 мг. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия и изделие с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон	10.00	

№	наименование	техническая характеристика	единица измерения	количество	цена
3	Ростовая добавка без L-цистеина	Ростовая добавка без L-цистеина предназначена для питательной среды Legionella, как фактор роста. Упаковка во флаконах, 1 флакон рассчитан на 500 мл среды. Состав: калиевая соль α-кетоглутороновой кислоты 0,1 г, ацетамид-аминэтан-сульфо кислота (ACES), буфер (рН-6,9) / гидроксид калия 1,0 г, железо (III) пирогосфат 0,025 г. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия и изделие с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке годности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD)	флакон	10.00	