

драмов РА										
товара										
номер предус мотрен ного пригла шением лота	промежуточный код, предусмотренны й планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)	наименование и товарный знак	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	общее количество	поставки	
									адрес	срок
1	33121270	Абсорбирующий ревматоидный фактор к набору реагентов IFA (RF-absobens)		Реагент предназначен для абсорбции ревматоидного фактора в сыворотке крови, что предотвращает ложноположительные или ложноотрицательные результаты методом IFA. Реагент представляет собой пластиковую бутылку с вращающейся крышкой объемом до 20 мл (или более) с международным сертификатом валидации ISO 13485. 2/3 срока годности. Условия доставки и хранения в соответствии с инструкцией.	флакон			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
2	33691420	Набор реагентов для определения иммуноглобулинов класса Brucella IgM методом IFA		Набор реагентов Brucella IgM предназначен для обнаружения антител человека к антигену возбудителя бруцеллеза в плазме. Желательно, чтобы в коллекции были разбиваемые стрип- полоски для выполнения заданного количества исследований. Набор должен иметь международный сертификат соответствия, ISO 13485. 2/3 срока годности. Условия доставки и хранения в соответствии с инструкцией.	набор			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
3	33691420	Набор реагентов для определения иммуноглобулинов класса Brucella IgG методом IFA		Набор реагентов Brucella IgG предназначен для обнаружения антител человека к антигену возбудителя бруцеллеза в плазме. Желательно, чтобы в наборе были разбиваемые стрип- полоски для выполнения заданного количества исследований. Набор должен иметь международный сертификат соответствия, ISO 13485. 2/3 срока годности. Условия доставки и хранения в соответствии с инструкцией.	набор			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
4	33691420	Набор для определения антител класса IgM к Leptospira Icterohaemorrhagiae и Canicola		Набор предназначен для 96 исследований по выявлению антител класса IgM против Leptospira Icterohaemorrhagiae и Leptospira Canicola в сыворотке крови . Набор должен иметь международный сертификат соответствия, ISO 13485. 2/3 срока годности. Условия доставки и хранения в соответствии с инструкцией	набор			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
5	33691420	Набор реагентов для определения иммуноглобулинов класса IgM к Fr.tularensis методом IFA		Набор реагентов Fr.tularensis IgM предназначен для обнаружения антител человека к антигену возбудителя туляремии в сыворотке крови. Желательно, чтобы в наборе были разбиваемые стрип- полоски для выполнения заданного количества исследований. Набор должен иметь международный сертификат соответствия, ISO 13485. 2/3 срока годности. Условия доставки и хранения в соответствии с инструкцией.	набор			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
6	33691420	Набор реагентов для определения иммуноглобулинов класса IgG к Fr.tularensis методом IFA		Набор реагентов Fr.tularensis IgG предназначен для обнаружения антител человека к антигену возбудителя туляремии в сыворотке крови. Желательно, чтобы в наборе были разбиваемые стрип- полоски для выполнения заданного количества исследований. Набор должен иметь международный сертификат соответствия, ISO 13485. 2/3 срока годности. Условия доставки и хранения в соответствии с инструкцией.	набор			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

7	33691420	FT- агар для выделения и культивации туляремиальных микробов с селективной добавкой		Предназначен для выделения и накопления возбудителя туляремии в результате бактериологических исследований клинического материала и внешних объектов. Состоит из основного вещества, глюкозавитаминовой и селективной добавок. Агар выпускается в таре по 250 г, глюкозавитаминовой добавке в стеклянных банках по 45 г и селективной добавке во флаконах. 2/3 наличие срока годности при доставке. FT-агар и глюкозо-витаминная добавка хранятся в закрытом, герметичном контейнере в сухом, защищенном от света месте при 2-30 ° С, а селективные добавки - при (8 ± 2) ° С. Состав набора: 0,25 кг вещества, 1 флакон глюкозо-витаминной добавки и 7 флаконов селективной добавки.	набор			5.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
8	33691420	Туляремиальный антигенный диагностический жидкий		Набор предназначен для выявления антител в сыворотках крови животных и людей больных, переболевших и вакцинированных против туляремии в реакции непрямой агглютинации (РНГА), а также для идентификации возбудителя туляремии в бактериальных культурах, обнаружения туляремиального антигена в биологическом материале и объектах окружающей среды в реакции нейтрализации антител (РНАт) микро- и макрометодом Содержит формализованную суспензию эритроцитов в форме коричневых таблеток. Препарат должен иметь международный сертификат соответствия, ISO 13485. 2/3 срока годности. Условия доставки и хранения в соответствии с инструкцией	набор			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
9	33691163	Агар для культивирования чумного микроба (Ph 7,3)		Среда представляет собой сухой желтый порошок без селективных добавок. Должен иметь международный сертификат соответствия, ISO 13485 товарный знак и сертификаты качества. 2/3 наличие срока годности при доставке	кг.			10.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
10	33691163	Селективный агар для выделения иерсиний		Среда предназначена для селективного выделения энтеропатогенной иерсинии из биологического материала и пищи - Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis с FD208 и Yersinia pestis с добавками FD244 (антибиотики). Среда обеспечивает типичный рост бактерий. Однородный желтый порошок. Готовая среда оранжево-красная, прозрачная. При 25 ° С водный раствор имеет pH 7,4 ± 0,2, изготовленный в пластиковых контейнерах по 500 г. Должен иметь международный сертификат соответствия, товарный знак ISO 13485 и сертификаты, требуемые законодательством Армении. 2/3 наличие срока годности при доставке.	кг.			0.50	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
11	33121270	Бульон Хоттингера готовый		Светло-желтая жидкость. Предназначен для выращивания различных бактерий. для изучения их культуральных свойств. Приготовлено на основе отвара Хоттингера. Разлиты в стеклянную тару емкостью 0,5 - 1,0 л. Должен иметь международный сертификат соответствия, товарный знак ISO 13485 и сертификаты, определенные законодательством РА. 2/3 наличие срока годности при доставке	литр			3.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
12	33691163	Агар Хоттингера готовый		Питательной основой среды является растворенный гидролизат в дистиллированной воде (в приготовленном материале приблизительно 24,0 ± 1,0 г), при необходимости он может быть обогащен углеводами и солями. Должен иметь международный сертификат соответствия, товарный знак ISO 13485 и сертификаты, требуемые законодательством Армении. 2/3 наличие срока годности при доставке	литр			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

13	33121270	Мертиолят натрия		Тиомерсал: белый, кристаллический порошок со специфическим запахом. Хорошо растворим в воде и слабо в спирте, используется в качестве антисептика и противогрибкового средства в серологических реакциях. Фасуется по 5, 25, 100 граммовых упаковках. 2/3 срока годности при доставке:	гр.			10.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
14	33121270	Фосфатно-солевой буфер		Водный раствор солей для биологических исследований pH = 5,5 ± 0,2. Выпускается в 10 мл флаконах по 10 флаконов в картонной коробке; Должен иметь международный сертификат соответствия, товарный знак ISO 13485 и сертификаты, требуемые законодательством Армении. 2/3 наличие срока годности при доставке	мл.			100.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
15	33691420	Набор окраски бактериальных спор малахитовым зеленым и сафранином		Коллекция предназначена для обнаружения и окрашивания бактериальной эндоспоры. Реагенты размещены в картонных коробках. Должен иметь международный сертификат соответствия, товарный знак ISO 13485 и сертификаты, требуемые законодательством Армении. 2/3 наличие срока годности при доставке	набор			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
16	33141213	Медицинское вазелиновое масло		Масло без цвета, вкуса и запаха. Это смесь углеводов, не содержит вредных органических веществ, серы, азота, кислородсодержащих соединений. Есть сертификат качества. Имейте 2/3 срока годности на момент поставки.	литр			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
17	33121270	Диагностикум туляреминый жидкий для объемной и кровянокапельной реакции агглютинации		Применяют для серодиагностики туляремии и определения специфических антител у вакцинированных против туляремии или переболевших туляремией. Представляет взвесь убитых формалином туляреминых микробов вакцинного штамма Francisella tularensis. Форма выпуска - в ампулах по 1 мл. Имеет сертификат соответствия. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия доставки и хранения в соответствии с инструкцией.	мл			10.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
18	33121270	Стерильная кроличья сыворотка		Это фильтр 0,2 мкм с тройной фильтрацией, стерильная сыворотка, составленная с учетом параметров гемоглобина, общего белка, осмотического давления, упакованная в пластиковые бутылки 0,5 л. Срок годности 5 лет. Имеют международный сертификат проверки, товарный знак ISO 13485. Наличие 2/3 срока годности на момент доставки.	литр			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
19	33141211	Медицинские салфетки		Изготовлены из материала спаньелс, плотность - 50 г / м , белые, абсорбирующие, нестерильные медицинские салфетки, размер 10x10 см, количество салфеток в упаковке не менее 100 шт. Упаковка должна иметь заводскую маркировку с указанием срока годности и даты производства. Иметь сертификат качества, выданный производителем партии товара. Партия должна быть полностью однородной (с точки зрения времени, производителя и упаковки).	упаковка			100.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
20	33141211	Салфетки медицинские абсорбирующие		Трехслойные салфетки: первый слой абсорбера - поглотитель жидкости спаньельс (плотность 14 г / м <sup>2</sup> ), второй слой - из сорбционной целлюлозы, третий слой – из защитного полиэтилена. Размеры: 60x60 см., количество салфеток в упаковке не менее 100 шт. Партия должна быть полностью однородной (с точки зрения времени, производителя и упаковки).	упаковка			100.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

21	33141157	Ланцеты одноразовые		Рукоять ланцетов изготовлена из полистирола, лезвия- из нержавеющей стали, стерильные, апиrogenные, нетоксичные, индивидуально обернуты в металлическую фольгу. Упакованы в коробку, по 20 штук в каждой. Должны иметь сертификат качества, выданный производителем . Партия должна быть полностью однородной (с точки зрения времени, производителя и упаковки).	шт			40.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
22	33141211	Штатив для 0.2 мл пробирок		Изготовлен из органического стекла, имеет 120 мест для 0,2 мл-х пробирок (конусообразные ямки), имеет резиновые ножки, предотвращающие ее скольжение.	шт			4.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
23	35811180	Лабораторные перчатки _S		Высокопрочные, для лабораторных исследований, требующих повышенной защиты от механических повреждений (вскрытие, заражение, кормление лабораторных животных). Изготовлены из натурального латекса с внутренним полиуретановым покрытием, что позволяет легко носить на руках и снижает риск контактного дерматита. Текстура поверхности перчаток обеспечивает надежное сцепление с лабораторными приборами, имеет расширенную манжету. Соответствует международным стандартам качества и / или имеет сертификат качества или соответствует ГОСТ-у. Партия полностью однородна (с точки зрения времени, производителя и упаковки). Универсальны для правой и левой руки, размер - S.	шт			2,000.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
24	35811180	Лабораторные перчатки _M		Высокопрочные, для лабораторных исследований, требующих повышенной защиты от механических повреждений (вскрытие, заражение, кормление лабораторных животных). Изготовлены из натурального латекса с внутренним полиуретановым покрытием, что позволяет легко носить на руках и снижает риск контактного дерматита. Текстура поверхности перчаток обеспечивает надежное сцепление с лабораторными приборами, имеет расширенную манжету. Соответствует международным стандартам качества и / или имеет сертификат качества или соответствует ГОСТ-у. Партия полностью однородна (с точки зрения времени, производителя и упаковки). Универсальны для правой и левой руки, размер - M.	шт			2,000.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
25	33140000	Лабораторный маркер		Маркер для использования в лабораториях (медицина, разработки и т.п.). Хорошо подходит для маркировки на гладкой и прозрачной поверхности, например, на предметном стекле, реакционном сосуде, лабораторной посуде, бирке и т.д. Надписи на пластике перманентные, а на стекле удаляются спиртосодержащими чистящими средствами. Маркировка сверхбыстросохнущая, не растекающаяся и четкая, водостойкая, светостойкая, слабопахнущая. Морозостойчив до -183°С. Термостойкий (на алюминии до +500°С). Подходит для письма под острым углом (до 45 градусов).	шт			50.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
26	33111210	Груша резиновая медицинская 30 ml		Предназначен для работы со стеклянными или пластиковыми пипетками. Цвет желтоватый, средней эластичности. Наличие сертификата качества, соответствующий ГОСТ-у или ТУ	шт			20.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
27	38431700	Трубка медицинская резиновая		Трубка предназначена для создания различных соединений. Внутренний диаметр 5 мм, толщина стенки 1,3-1,5 мм. Наличие сертификата качества, соответствующий ГОСТ-у или ТУ	м			5.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)

28	33691423	Тест-система для выявления лейшманиоза иммунохроматографическим методом		Набор реагентов для выявления Ig G / Ig M иммуноглобулинов при лейшманиозе иммунохроматографическим методом. Набор рассчитан на проведение не менее 20 исследований. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Товар должен соответствовать международным стандартам качества ISO 13485, ISO 9001 и/или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТУ. Наличие товарного знака.	набор			2	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
29	33691423	Тест-система для иммуноферментной диагностики лейшманиоза		Набор реагентов для выявления в крови IgG иммуноглобулинов для диагностики лейшманиоза. Набор рассчитан на проведение не менее 96 исследований, включая контрольные образцы. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Товар должен соответствовать международным стандартам качества ISO 13485, ISO 9001 и/или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТУ. Наличие товарного знака.	набор			2	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
30	33691423	Тест-система для иммуноферментной диагностики аскаридоза		Набор реагентов для выявления IgG иммуноглобулинов для диагностики аскаридоза. Набор рассчитан на проведение не менее 96 исследований, включая контрольные образцы. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Товар должен соответствовать международным стандартам качества ISO 13485, ISO 9001 и/или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТУ. Наличие товарного знака.	набор			1	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
31	24311390	Семиводный сульфат цинка		Кристаллический порошок белого цвета. Расфасован в пакеты максимум по 1 кг. Наличие оригиналов документов производителя, сертификатов по качеству химикатов и условиям хранения, предусмотренных законодательством РА. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Наличие товарного знака.	кг			10	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
32	24321650	Глицерин		Безцветная, вязкая жидкость без запаха, расфасовано в емкости максимум по 1 л. Наличие оригиналов документов производителя, сертификатов по качеству химикатов и условиям хранения, предусмотренных законодательством РА. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Наличие товарного знака.	литр			10	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
33	38590000	Сдавливающее кольцо		Предназначены для санитарно-паразитологических исследований. Диаметр - 35 мм. В упаковке не менее 50 колец. Товар должен соответствовать международным стандартам качества и/или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТ-у. Наличие товарного знака.	упаковка			7	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
34	38590000	Пластины предназначенные для исследования смывов		Предназначены для проведения санитарно-паразитологических исследований. Размеры пластин 150 x 150 мм. В каждой упаковке по 1 пластине. Товар должен соответствовать международным стандартам качества и/или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТ-у. Наличие товарного знака.	шт			50	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
35	38511340	Окуляр с измерительной шкалой		Окуляр с измерительной шкалой 10 x 18 для микроскопа MicroOptix MX 300. Товар должен соответствовать международным стандартам качества и/или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТ-у. Наличие товарного знака.	шт			2	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)