

драмов РА

товара									
номер предус- мотрен- ного пригла- шением лота	промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)	наименование и товарный знак	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	общее количество	поставки	
								адрес	срок
1	33691420	Набор реагентов для обнаружения методом ПЦР FL ДНК/PHK инфекций, передаваемых клещами TBEV, Borrelia burgdorferi sl, Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis / Ehrlichia muris	Набор предназначен в биологическом материале ПЦР флюоресцентно-гибридизационным методом детекции на амплификаторе Rotor Gene или в реальном времени для выявления ДНК-РНК клещевого энцефалита, боррелиоза, фагоцитарного анаплазмоза человека, эрлихиоза. Предназначен для 50 анализов., включая контроли. Должен иметь международный сертификат качества и фирменный знак ISO 13485. В момент поставки набор должен иметь не менее 2/3 срока годности. Условия хранения и перевозки - в соответствии с руководством	набор			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
2	33691420	Набор реагентов для выявления ДНК Francisella tularensis	Набор предназначен для выявления ДНК Francisella tularensis в клиническом, биологическом материале, также в клещах, блохах, земле и погядках птиц.набор предназначен для полноценного исследования методом ПЦР, включая экстракцию ДНК и амплификацию флюоресцентно-гибридизационным методом детекции в реальном времени на амплификаторе Rotor-Gene. Перевозка при t-2-50° С, не более 5 дней. Должен иметь международный сертификат качества и фирменный знак ISO 13485. В момент поставки набор должен иметь не менее 2/3 срока годности. Условия хранения и перевозки - в соответствии с руководством	набор			5.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
3	33691420	Набор реагентов для определения иммуноглобулинов класса Brucella IgG методом IFA	Набор реагентов Brucella IgG предназначен для обнаружения антител человека к антигену возбудителя бруцеллеза в плазме. Желательно, чтобы в наборе были разбиваемые стрип-полоски для выполнения заданного количества исследований. Набор должен иметь международный сертификат соответствия, ISO 13485. 2/3 срока годности. Условия доставки и хранения в соответствии с инструкцией.	набор			6.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
4	33121270	Абсорбирующий ревматоидный фактор к набору реагентов IFA (RF-absobens)	Реагент предназначен для абсорбции ревматоидного фактора в сыворотке крови, что предотвращает ложноположительные или ложноотрицательные результаты методом IFA. Реагент представляет собой пластиковую бутылку с вращающейся крышкой объемом до 20 мл (или более) с международным сертификатом валидации ISO 13485. 2/3 срока годности. Условия доставки и хранения в соответствии с инструкцией.	флакон			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
5	33691420	Набор реагентов для определения антител класса IgM методом ИФА к патогенным лептоспирам (Leptospira interrogans)	Набор предназначен для 96 исследований по выявлению антител класса IgM к патогенным лептоспирам в сыворотке крови. Желательно, чтобы в наборе были разбиваемые стрип-полоски для выполнения заданного количества исследований. Набор должен иметь международный сертификат соответствия, ISO 13485. 2/3 срока годности. Условия доставки и хранения в соответствии с инструкцией	набор			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
6	33691420	Набор реагентов для определения антител класса IgG методом ИФА к патогенным лептоспирам (Leptospira interrogans)	Набор предназначен для 96 исследований по выявлению антител класса IgG к патогенным лептоспирам в сыворотке крови. Желательно, чтобы в наборе были разбиваемые стрип-полоски для выполнения заданного количества исследований. Набор должен иметь международный сертификат соответствия, ISO 13485. 2/3 срока годности. Условия доставки и хранения в соответствии с инструкцией	набор			2.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения

[illegible]

16	33691420	Набор СИБ №2	Набор реагентов №2: системы индикаторные бумажные для межродовой и видовой дифференциации энтеробактерий. Состоит из 13 биохимических тестов, определяющих утилизацию сорбита, инозита, цитрата натрия, малоната натрия; наличие декарбоксилазы лизина и орнитина, β-галактозидазы, уреазы, оксидазы, фенилаланиндеаминазы, ацетилметилкарбинола (реакция Фогеса-Проскауэра), образование индола, сероводорода. Набор рассчитан на 50 исследований, включает 12 флаконов с СИБ-дисками и 2 пробирки с СИБ-полосками. Представляют собой хроматографическую бумагу, содержащую определенные количества субстрата в сочетании с соответствующим индикатором. Набор предназначен на 50 анализов. Срок годности 2 года, при температуре 2-25 ° С. Срок годности при доставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и срока годности. Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством: в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485-2017, 9001-2015, СЕ и / или IVD)	набор			4.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
17	33691420	FT- агар для выделения и культивации туляремиальных микробов с селективной добавкой	Предназначен для выделения и накопления возбудителя туляремии в результате бактериологических исследований клинического материала и внешних объектов. Состоит из основного вещества, глюкозавитаминной и селективной добавок. Агар выпускается в таре по 250 г, глюкозавитаминной добавке в стеклянных банках по 45 г и селективной добавке во флаконах. 2/3 наличие срока годности при доставке. FT-агар и глюкозо-витаминная добавка хранятся в закрытом, герметичном контейнере в сухом, защищенном от света месте при 2-30 ° С, а селективные добавки - при (8 ± 2) ° С. Состав набора: 0,25 кг вещества, 1 флакон глюкозо-витаминной добавки и 7 флаконов селективной добавки.	набор			5.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
18	33691163	Селективный агар для выделения иерсиний	Среда предназначена для селективного выделения энтеропатогенной иерсинии из биологического материала и пищи - Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis с FD208 и Yersinia pestis с добавками FD244 (антибиотики). Среда обеспечивает типичный рост бактерий. Однородный желтый порошок. Готовая среда оранжево-красная, прозрачная. При 25 ° С водный раствор имеет pH 7,4 ± 0,2, изготовленный в пластиковых контейнерах по 500 г. Должен иметь международный сертификат соответствия, товарный знак ISO 13485 и сертификаты, требуемые законодательством Армении. 2/3 наличие срока годности при доставке.	кг.			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
19	24300000	Эскулин (ЧДА)	Белый, гигроскопичный порошок, чистый для микробиологических исследований (биохимическая идентификация бактерий) 2/3 наличие срока годности при доставке.	кг.			0.10	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
20	24300000	Орнитин (ХЧ)	L-орнитин моногидрат, основной ингредиент составляет 99% и более, упаковка имеет красную линию. Есть Сертификат качества: 2/3 срок годности при доставке	кг.			0.10	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
21	33121270	Бульон с орнитином	Готовая жидкая среда с орнитином для микробиологических исследований. Есть Сертификат качества: 2/3 срок годности при доставке.	литр			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения

22	33121270	Бульон с аргинином	Готовая жидкая среда с аргинином для микробиологических исследований. Есть Сертификат качества: 2/3 срок годности при доставке.	литр			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
23	33121270	Бульон с лизин декарбоксилазой	Готовая жидкая среда с лизин декарбоксилазой для микробиологических исследований. Есть Сертификат качества: 2/3 срок годности при доставке.	литр			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
24	33691420	Набор реагентов для реакции Фогес Проскауэра	Набор рассчитан на 100 исследований. Состоит из 40% гидроксида калия и альфа-нафтола, Сертификат качества 2/3 срока годности при доставке	набор			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
25	33121270	Мертиолят натрия	Тиомерсал: белый, кристаллический порошок со специфическим запахом. Хорошо растворим в воде и слабо в спирте, используется в качестве антисептика и противогрибкового средства в серологических реакциях. Фасуется по 5, 25, 100 граммовых упаковках. 2/3 срока годности при доставке:	гр.			10.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
26	33691420	Набор окраски бактериальных спор малахитовым зеленым и сафранином	Набор предназначен для обнаружения и окрашивания бактериальной эндоспоры . Реагенты размещены в картонных коробках. Должен иметь международный сертификат соответствия, товарный знак ISO 13485 и сертификаты, требуемые законодательством Армении. 2/3 наличие срока годности при доставке	набор			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
27	33141213	Медицинское вазелиновое масло	Масло без цвета, вкуса и запаха. Это смесь углеводов, не содержит вредных органических веществ, серы, азота, кислородсодержащих соединений. Есть сертификат качества. Имеете 2/3 срока годности на момент поставки.	литр			1.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
28	24451140	Дезинфицирующее средство в таблетках	Дезинфицирующее средство с противомикробной (также активная в отношении микобактерий и особенно опасных инфекционных агентов), противовирусной, противогрибковой активностью в виде таблеток, активным ингредиентом которых является дихлоруксусная кислота натрия. Содержание активного хлора в каждой таблетке - не менее 28%. Белые таблетки весом 2,5 - 5 г. Срок годности рабочего раствора дезинфицирующего средства - не менее 5 дней. Упаковано в контейнеры от 100 до 400 таблеток в каждом. Наличие не менее 70% срока годности при доставке. Герметичная заводская упаковка. Имеет сертификат качества (сертификат партии, выданный производителем), полные результаты испытаний рабочих характеристик. Партия должна быть полностью единообразной (срок годности, производитель и упаковка). Наличие методических указаний в соответствии требованиям приказа министра здравоохранения от 10 сентября 2015 года № 48-Н.	шт			12,000.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
29	33691163	Трехсахарный агар с солями железа (TSI-агар)	Предназначен для дифференциации микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae по ферментации сероводорода, лактозы, глюкозы, сахарозы в виде сухого порошка. Упаковка до 250 гр. Наличие международного сертификата соответствия ISO 13485. Наличие не менее 70% срока годности на момент доставки. Условия транспортировки и хранения согласно инструкции.	кг			0.25	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения

30	33691163	Агар Клиглера	Предназначен для дифференциации микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae по газообразованию, продукции сероводорода, ферментации лактозы и глюкозы. Это сухой порошок. Упаковка до 250 гр. Наличие международного сертификата соответствия ISO 13485. Наличие не менее 70% срока годности на момент доставки. Условия транспортировки и хранения согласно инструкции.	кг			0.50	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
31	24951480	Основной пептон	Это светло-желтый гигроскопичный порошок, предназначенный для выращивания холерных вибрионов. Содержит сухой ферментативный пептон, хлорид натрия, азотную кислоту калия, пищевую соду, метабисульфит натрия. Упаковка 500 - 1000 г. Наличие международного сертификата соответствия ISO 13485. Наличие не менее 70% срока годности на момент доставки. Условия транспортировки и хранения согласно инструкции.	кг			30.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
32	33631250	Спирт медицинский 96 %	96% медицинский спирт, ГОСТ 5962-2013 бесцветная прозрачная жидкость, со жгучим вкусом, с бактерицидным свойством. Плотность изо-спиртовых масел пропанола, бутанола не более чем 5 мг/дм ³ , по расчету безводного спирта 10 мг/дм ³ сложных эфиров, метилового спирта не более чем 0,02 мг/дм ³ . Наличие сертификатов предусмотренных законодательством РА. Наличие товарного знака.. Поставка должна осуществляться герметичными тарами вместимостью 1-5 л.	литр			100.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
33	33691163	TCBS агар	Среда предназначена для селективного выделения холерных и нехолерных вибрионов. Это тиосульфатно-цитратный основной агар с содержанием индикатора бромтимолового синего. Фасовка по 0,25 - 0.5 кг. Должен иметь международный подтверждающий сертификат ISO 13485, сертификаты на товарный знак, определенные законодательством РА. Наличие не менее 70% срока годности на момент доставки.	кг			20.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
34	33121270	Бруцеллезный диагностикум для реакции агглютинации	Жидкий препарат для обнаружения антител у человека с помощью объемной реакции агглютинации (реакция Райта - Хеддельсона). Фасовка - флаконы не более 10 мл. Должен иметь международный подтверждающий сертификат ISO 13485, сертификаты на товарный знак, определенные законодательством РА. Наличие не менее 70% срока годности на момент доставки.	мл			80.00	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения