

драмов РА

товара										
номер предус- мотрен- ного пригла- шением лота	промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)	наименование и товарный знак	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	общее количество	поставки	
									адрес	срок
1	33200000	ПЦР тест для диагностики SARS-COV-2		Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в клиническом материале. Набор подходит как для роторных, так и для планшетных амплификаторов. Общее время амплификации (с результатами) максимум 110 минут. Набор должен иметь возможность обнаружения по крайней мере 2-х генов, положительный, отрицательный и внутренний контроль, иметь высокую чувствительность - не менее 98%, специфичность ≥98%. На момент поставки наличие 2/3 срока годности, иметь заводскую упаковку, маркировку с указанием даты производства и срока годности, сертификат качества: ISO 9001, СЕ. Транспортировка и условия хранения согласно рекомендациям производителя.					г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
2	33200000	Набор реагентов для выделения ДНК/РНК методом магнитной сорбции		Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из клинического материала методом сорбции. В основе действия набора лежит метод обратной связи молекул НК на поверхности частиц магнитного сорбента. Набор предназначен для ручного выделения ДНК/РНК и представляет собой метод сорбции магнитных частиц для обратной транскрипции и последующей полимеразной цепной реакции. Содержит магнитный сорбент, раствор для лизиса, промывочную жидкость(и), экстракционный (элюирующий) раствор, буфер для хранения НК в соответствующих количествах. Рассчитан на 96-100 образцов. Срок годности: 9-12 месяцев. Температурный режим транспортировки набора 2 - 8 °С, до 10 суток. Срок годности наличие минимум 70% на момент поставки. Соответствие международным стандартам качества и наличие сертификата качества (сертификат предоставляется производителем на партию). Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям серии стандартов ISO 18113, иметь код партии и марки, четко обозначенные производителем с датой изготовления и сроком годности.					г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
3	33141156	Перчатки медицинские нитриловые без талька_S		Перчатки медицинские без талька, из нитрила, не стерильные, размер - S, не менее 100 шт. в каждой упаковке. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка -герметичная. с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), партия с четкими указаниями производителя, даты проуводства и срока годности, Наличие сертификата качества партии.					г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
4	33141156	Перчатки медицинские нитриловые без талька_M		Перчатки медицинские без талька, из нитрила, не стерильные, размер - M, не менее по 100 шт. в каждой упаковке. Наличие срока хранения при поставке не менее 70%, упаковка -герметичная. с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113), партия с четкими указаниями производителя, даты проуводства и срока годности, Наличие сертификата качества партии.					г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения