

драмов РА

товара										
номер предусмот ренного приглашен ия лота	CPV	наименование	товарный знак, марка и наименование производителя	техническая характеристика**	единица измерения	цена единицы	общая стоимость	поставки		
								количество	адрес	срок
1	33200000	ПЦР тест для диагностики SARS-COV-2		Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в клиническом материале. Набор подходит как для роторных, так и для планшетных амплификаторов. Общее время амплификации (с результатами) максимум 110 минут. Набор должен иметь возможность обнаружения по крайней мере 2-х генов, положительный, отрицательный и внутренний контроли, иметь высокую чувствительность - не менее 98%, специфичность ≥98%. На момент поставки наличие 2/3 срока годности, иметь заводскую упаковку, маркировку с указанием даты производства и срока годности, сертификат качества: ISO 9001, CE. Транспортировка и условия хранения согласно рекомендациям производителя.	шт.			28,800	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения
2	33200000	Набор реагентов для выделения ДНК/РНК методом магнитной сорбции		Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из клинического материала методом сорбции. В основе действия набора лежит метод обратной связи молекул НК на поверхности частиц магнитного сорбента. Набор предназначен для ручного выделения ДНК/РНК и представляет собой метод сорбции магнитных частиц для обратной транскрипции и последующей полимеразной цепной реакции. Содержит магнитный сорбент, раствор для лизиса, промывочную жидкость(и), экстракционный (элюирующий) раствор, буфер для хранения НК в соответствующих количествах. Рассчитан на 96-100 образцов. Срок годности: 9-12 месяцев. Температурный режим транспортировки набора 2 - 8 °С, до 10 суток. Срок годности наличие минимум 70% на момент поставки. Соответствие международным стандартам качества и наличие сертификата качества (сертификат предоставляется производителем на партию). Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям серии стандартов ISO 18113, иметь код партии и марки, четко обозначенные производителем с датой изготовления и сроком годности.	набор			300	г.Ереван, Д.Маляна 37	В течение 30 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/дополнительного соглашения

*Доставка товара, транспортировка и разгрузка до соответствующего склада осуществляется силами и ресурсами Продавца.